



SPYRO


Support de verticalisation adolescent et adulte

Doté du système innovant **Up&Turn**, la manipulation du SPYRO est significativement facilitée par rapport aux autres verticalisateurs de sa catégorie. En effet, grâce à un équilibre des forces optimisé entre la poussée du vérin et le poids du patient, ce châssis permet à la fois une aide à la verticalisation ET une aide au passage à la position allongée.

Comme la plupart de nos châssis, il permet de recevoir les coques ventrales ou dorsales avec plusieurs choix de fixations possibles.

L'empattement du châssis est réglable pour offrir une meilleure stabilité et certains ajustements, comme des roues plus grandes ou une position horizontale rabaisée, permettront de faciliter les transferts.

- **Système Up&Turn**
- **Modulable**
- **Transferts facilités**



Pédale de levier du système Up&Turn



Pièces adaptées pour patient adulte: grandes roues Roller et fixations renforcées



version postérieure



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions châssis	Largeur avant: 500mm Largeur arrière: 660 à 830mm Longueur: 910 à 1500mm
Force du vérin	V600 : 600 Newton V800 : 800 Newton
Hauteur mât position allongée	680mm
Choix en fonction de la hauteur sol/nombril	Supérieure à 700mm
Limites de poids utilisateur	60 < V600 < 90kg 75 < V800 < 90kg
Références : SPYRO V600, SPYRO V800 SOYEZ VIGILANT, LE SPYRO EST DIFFICILE À MANIPULER À VIDE	

PERSONNALISATION

Choix des couleurs du châssis

	RAL 9005 Noir
	RAL 7016 Gris
	RAL 5022 Bleu nuit
	RAL 5015 Bleu clair
	RAL 6018 Vert
	RAL 1018 Jaune
	RAL 2003 Orange
	RAL 3020 Rouge
	RAL 3015 Rose
	RAL 4006 Violet



OPTIONS

			
SPY 02	SPY 05	SPY 07B	RPV02
Barre d'abduction fixation 60x30mm 14 trous Ø5 Longueur 500mm	Appui fessier	Charnières de fixation orientables (la paire) Compatibles avec SPY 03AR	Charnière réglable en hauteur Compatible avec cale Omega
			
TB001 / TB002	RR2B X4	ENTRETOISE	
Tablette polyéthylène TB 001 largeur 560 mm et profondeur 500 mm TB 002 largeur 680 mm et profondeur 600 mm	4 Roues Roller grand modèle Ø 100 mm avec freins	4 Entretoises plas- tiques pour aug- menter la hauteur sous-châssis +10mm	



AUTRES DIMENSIONS,
AUTRES OPTIONS,
NOUS CONSULTER

SPYRO



version postérieure avec options



version antérieure avec options



CONDITIONNEMENT

Carton : 1 unité par emballage

FI SPYRO / version 06.10.2025 « Lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Dispositif de classe 1- Fabriqué par RECFRANCE – certification CE selon le RÈGLEMENT (UE) 2017/745 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux »

Photos non contractuelles

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX

T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94

RECFRANCE SAS – Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020

administration@recfrance.com - www.recfrance.com

SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ ISO 9001:2015 et ISO 13485:2016