

# WATT'UP


## Support de verticalisation adolescents et adultes

Avec le WATT'UP, le passage de la position verticale à la position horizontale est facilité par l'assistance vérin électrique.

Ce système dispose de toutes les possibilités de fixation avec des pièces redimensionnées pour accueillir les coques de grandes tailles. Le WATT'UP peut recevoir une coque ventrale ou dorsale.

L'empattement du châssis est réglable pour offrir une meilleure stabilité.

- Assistance électrique
- Modulable
- Stabilité



Grandes roues freinées pour le passage du lève malade sous le châssis



Position basse du mât pour faciliter les transferts



### DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions châssis	largeur avant : 500 mm largeur arrière : 720 à 820mm Longueur : 1150 à 1800 mm
Accessoires	Grandes roues hauteur 140mm Grande équerre de support tablette Grand mât hauteur 1000mm
Hauteur du mât en position allongée	680 mm
Hauteur sol/ entre-jambe	de 500 à 750 mm
Poids max	100 Kg

Référence : WATT'UP

### PERSONNALISATION

Choix des couleurs du châssis

-  RAL 9005 Noir
-  RAL 7016 Gris
-  RAL 5022 Bleu nuit
-  RAL 5015 Bleu clair
-  RAL 6018 Vert
-  RAL 1018 Jaune
-  RAL 2003 Orange
-  RAL 3020 Rouge
-  RAL 3015 Rose
-  RAL 4006 Violet



## OPTIONS

					
<b>WAT 01A</b>	<b>WAT 01B</b>	<b>WAT 01C</b>	<b>WAT 02</b>	<b>WAT 05</b>	<b>WAT 07B</b>
Pièce supplémentaire de fixation de coque modèle A	Pièce supplémentaire de fixation de coque modèle B hauteur 130mm (réversible)	Pièce supplémentaire de fixation de coque modèle C hauteur 290mm (réversible)	Barre d'abduction fixation 60x30mm 14 trous Ø5 Longueur 500mm	Appui fessier pour version antérieure	Charnières de fixation orientables pour repose-pieds (la paire)
					
<b>TB001/TB002</b>					
Tablette polyéthylène TB001 largeur 560mm et profondeur 500mm TB002 largeur 680mm et profondeur 600mm					



AUTRES DIMENSIONS,  
AUTRES OPTIONS,  
NOUS CONSULTER

## WATT'UP

version antérieure avec options

TB001/TB002



version postérieure avec options

WAT 01

WAT 05

WAT 02



### CONDITIONNEMENT

Carton : 1 unité par emballage

FI WATT'UP/ version 21.06.2022 « Lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Dispositif de classe 1- Fabriqué par RECFRANCE - certification CE selon le RÈGLEMENT (UE) 2017/745 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux »

Photos non contractuelles

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX

T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94

RECFRANCE SAS - Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020

administration@recfrance.com - www.recfrance.com

SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ ISO 9001:2015 et ISO 13485:2016