

KROLIK

Support de déambulation enfant

Le KROLIK est un cadre de marche qui permet de recevoir des corset-selles sur mesure.

Il existe en version antérieure ou postérieure.

Il dispose de nombreuses possibilités de fixations de selles afin d'offrir un système personnalisé en fonction de l'enfant et de ses besoins. L'inclinaison d'assise ainsi que le dossier amovible permet une installation sans obstacles du patient sur la selle.



Version postérieure P


- *Cadre sécurisant*
- *Déplacements en autonomie*
- *Modulable*



Version antérieure A



Inclinaison de l'assise par vérin
Profondeur d'assise réglable



Fixation de coque sur pivot



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions châssis	T1	largeur : 530 mm	Longueur : 765 mm
	T2	largeur : 630 mm	Longueur : 865 mm
Profondeur d'assise		min : 230 mm	max : 400 mm
Hauteurs de mâts	T1	450 mm	
	T2	600 mm	
Hauteur sol / entrejambe	T1	min : 170 mm	max : 310 mm
	T2	min : 170 mm	max : 460 mm
Poids max utilisateur	T1	25 kg	
	T2	35 kg	

Références : KROLIK A T1 ou T2 / KROLIK P T1 ou T2

NB : Précisez la hauteur sol/entre-jambes au moment de la commande

PERSONNALISATION

Choix des couleurs du châssis

	RAL 9005 Noir
	RAL 7016 Gris
	RAL 5022 Bleu nuit
	RAL 5015 Bleu clair
	RAL 6018 Vert
	RAL 1018 Jaune
	RAL 2003 Orange
	RAL 3020 Rouge
	RAL 3015 Rose
	RAL 4006 Violet







OPTIONS

			
KRO 05	KRO 07	KRO 91	TB 001 / TB 002
Pare-chocs châssis	Mousse d'assise + housse	Ensemble support tablette + équerre 200x295mm réglable en hauteur et profondeur	Tablette polyéthylène TB 001 largeur 560 mm et profondeur 500 mm TB 002 largeur 680 mm et profondeur 600 mm

Pour version antérieure


KRO 03A
Ensemble maintiens sous-axillaires réglables en hauteur avec mousses

Pour version postérieure


			
RRUNI X2	RREXT X4	RR2B X4	PROTECT GM X2/X4
Roues Roller unidirectionnelles Ø 75 mm (la paire)	4 Roues extérieures Ø 200mm avec freins	4 Roues Roller grand modèle Ø 100 mm, avec freins	Protections de roues anti-chocs grand modèle Ø 125 mm


KRO 06
Pour version P : Mousses sous-axillaires + housses (la paire)



AUTRES DIMENSIONS,
AUTRES OPTIONS,
NOUS CONSULTER

KROLIK



CONDITIONNEMENT

Carton : 1 unité par emballage

FI KROLIK / version 06.10.2025 Lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation.
Dispositif de classe 1 - Fabriqué par RECFRANCE - selon le RÈGLEMENT (UE) 2017/745 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux »

Photos non contractuelles

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX

T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94

RECFRANCE SAS - Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020

administration@recfrance.com - www.recfrance.com

SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ ISO 9001:2015 et ISO 13485:2016