



WATT'UP

Support de verticalisation adolescent et adulte

Avec le WATT'UP, le passage de la position verticale à la position horizontale est facilitée par l'assistance vérin électrique.

Ce système dispose de toutes les possibilités de fixation avec des pièces redimensionnées pour accueillir les coques de grandes tailles. Le WATT'UP peut recevoir une coque ventrale ou dorsale.

L'empattement du châssis est réglable pour offrir une meilleure stabilité.



DONNÉES TECHNIQUES


Dimensions châssis	largeur avant : 500 mm largeur arrière : 720 à 820mm Longueur : 1150 à 1800 mm
Accessoires	Grandes roues roller Grande équerre de support tablette Grand mât hauteur 1000 ou 1100mm
Hauteur du mât en position allongée	680 mm
Choix en fonction de la hauteur sol/nombril	supérieure à 600 mm
Poids max utilisateur	100 Kg

Référence : WATT'UP

Par défaut version antérieure

ATTENTION: LIRE LA NOTICE DU VÉRIN

- Assistance électrique
- Modulable
- Stabilité



Grandes roues freinées pour le passage du lève malade sous le châssis



Position basse du mât pour faciliter les transferts

PERSONNALISATION

Choix des couleurs du châssis

- RAL 9005 Noir
- RAL 7016 Gris
- RAL 5022 Bleu nuit
- RAL 5015 Bleu clair
- RAL 6018 Vert
- RAL 1018 Jaune
- RAL 2003 Orange
- RAL 3020 Rouge
- RAL 3015 Rose
- RAL 4006 Violet



OPTIONS

WAT 01AS Pièce supplémentaire de fixation de coque modèle A	WAT 01BS Pièce supplémentaire de fixation de coque modèle B hauteur 130mm (réversible)	WAT 01CS Pièce supplémentaire de fixation de coque modèle C hauteur 290mm (réversible)	WAT 02 Barre d'abduction fixation 60x30mm 14 trous Ø5 Longueur 500mm	WAT 05 Appui fessier pour version antérieure
WAT 07B Charnières de fixation orientables (la paire) Compatibles avec WAT 03	RPV02 Charnière réglable en hauteur Compatible avec cale Omega	PGW Poignée Omega	TB001/TB002 Tablette polyéthylène TB001 largeur 560mm et profondeur 500mm TB002 largeur 680mm et profondeur 600mm	



AUTRES DIMENSIONS,
AUTRES OPTIONS,
NOUS CONSULTER

WATT'UP

version antérieure avec options

TB001/TB002

WAT 01AS

WAT 05

WAT 07B

version postérieure avec options



CONDITIONNEMENT

Carton : 1 unité par emballage

FI WATT'UP/ version 06.10.2025 « Lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation.
Dispositif de classe 1- Fabriqué par RECFRANCE - certification CE selon le RÈGLEMENT (UE) 2017/745 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux »

Photos non contractuelles

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX

T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94

RECFRANCE SAS - Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020

administration@refrance.com - www.refrance.com

SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ ISO 9001:2015 et ISO 13485:2016